


軽量で全幅 550mm のコンパクトサイズの車いす。
(自走型)

商品名 : MOC-43



サイズ	全幅 55×全高 87×全長 95.5cm 重量 11Kg 座幅 40cm 前座高 43.5cm 材質：アルミ 折りたたみ寸法：全長 935／全高 680／全幅 330 (mm) 耐荷重：100kg
特長	シート幅を確保したまま全幅を縮める立体フレーム構造を採用。 せまい室内でもスムーズな移動が可能に。
月極レンタル	8,000 円
1 割負担額	800 円
2 割負担額	1,900 円
3 割負担額	2,400 円
その他	自走型 コンパクト 軽い