

跳ね上げ&着脱式アームサポート、
脚部スイングアウト機能付き。

商品名 : AR-601



サイズ	座幅 400×前座高 420×全幅 550×全長 945×全高 850×肘高 250mm 耐荷重 100 kg
重量	15.2Kg
月極レンタル	4,900 円
1割負担額	490 円
2割負担額	980 円
3割負担額	1,470 円
その他	多機能型介助式車いす 跳ね上げ&着脱式アームサポート 脚部スイングアウト機能

株式会社 カイダ アイフルケア

〒850-0024 長崎県長崎市大井手町 32

TEL.095-825-3438 FAX.095-825-3213

アイフルケア

検索

URL <https://www.kaida-aifullcare.co.jp>