

低床型簡易モジュールのため 足こぎされる方に最適

商品名 : KZ16



サイズ	座幅 400×前座高 380×全幅 550×全長 970×全高 870×肘高 250mm 耐荷重 100 kg
重量	14.7Kg
月極レンタル	6,000 円
1 割負担額	600 円
2 割負担額	1,200 円
3 割負担額	1,800 円
その他	低床型簡易モジュール車いす

株式会社 カイダ アイフルケア

〒850-0024 長崎県長崎市大井手町 32

TEL.095-825-3438 FAX.095-825-3213

アイフルケア

検索

URL <https://www.kaida-aifullcare.co.jp>