

前座高・シート幅・アームサポート高
シート奥行を段階的に調整可能（自走型）

商品名：EX-M




アームサポート
高さ調節



アームサポート
はね上げ



開き式・着脱式
フット・レッグサポート



| | |
|--------|---|
| サイズ | 全長 99×全高 86×全幅 54cm 重量 15.2Kg 前座高 42・44・46 シート奥行 35・40cm シート幅（アーム内々）38・40・42・44cm |
| 特長 | シート幅変更は工具不要で、前座高・シート幅・アームサポート高 シート奥行を段階的に調整・調節可能です。 |
| 月極レンタル | 9,000 円 |
| 1割負担額 | 900 円 |
| 2割負担額 | 1,800 円 |
| 3割負担額 | 2,700 円 |
| その他 | 自走型 |

株式会社 カイダ アイフルケア

〒850-0024 長崎県長崎市大井手町 32

TEL.095-825-3438 FAX.095-825-3213

URL <https://www.kaida-aifullcare.co.jp>

アイフルケア

検索