


ユーザーの視点で考えた生活のための 用具という発想（自走型）

商品名：KK-360SA



サイズ	全幅 61.1×全長 96.6×全高 82.3cm 重量 18.5Kg 座幅 36・38 前座高 36 後座高 44
特長	<ul style="list-style-type: none">・アンカープレートを設け、たわみを抑えた座面。・姿勢を安定させやすい低座面高。・アームレストの跳ねあげ、取り外しが可能。・レッグサポートのスイングアウトと取り外しが可能・さらに使いやすい各部の調節機能。・タックルブレーキで車輪のロックが可能。
月極レンタル	10,000 円
1割負担額	1,000 円
2割負担額	2,000 円
3割負担額	3,000 円
その他	自走式

株式会社 カイダ アイフルケア

〒850-0024 長崎県長崎市大井手町 32

TEL.095-825-3438 FAX.095-825-3213

アイフルケア

検索

URL <https://www.kaida-aifullcare.co.jp>