


低床でスイングアウト式なので、
足こぎ走行に便利（自走型）

商品名：MW-SL5BT



アームサポート高さ調節



アームサポートパッド左右組み換え

背折れ

スイング
アウト

ひじ上げ

肘高
調整

商品詳細

サイズ	全幅 62.5×全長 93×全高 84cm、座幅：40cm 重量 16.1Kg 車輪サイズ：前輪 5×後輪 20 インチ
特長	車いすから立ち上がると、自動でブレーキがかかる安全装置付き車いす。 アームサポート跳ね上げ、スイングアウト機能がついた軽量多機能車いす。 超低床で足こぎしやすい。
月極レンタル	7,000 円
1 割負担額	700 円
2 割負担額	1,400 円
3 割負担額	2,100 円
その他	自走型 安全装置付

株式会社 カイダ アイフルケア

〒850-0024 長崎県長崎市大井手町 32

TEL.095-825-3438 FAX.095-825-3213

アイフルケア

検索

URL <https://www.kaida-aifullcare.co.jp>