


耐荷重 130Kg のビッグサイズ車いす。  
(自走型)

商品名 : KJP-4



- 手押しハンドル高  
モジュール
- 高さ調整式  
アームサポート
- ウイング
- スイング  
アウト
- ワンタッチ  
ソフトシート
- テンション  
調整式シート
- 座面高  
モジュール
- 介助用  
ブレーキ
- クッション  
キャスタ
- ハイホリマー  
タイヤ

- 在宅
- 施設
- 軽度
- 中度



C	F	G	J	N
960/985/1010	430/455/480 370/395/420	470/530	495/555	960/985/1010
935/960/985	430/455/480 370/395/420	445/505	470/530	935/960/985

(mm)

## 商品詳細

サイズ	幅 68cm×高さ 96～101cm×全長 109cm 座幅 45cm 前座高 49.5/55cm 重量 20.2kg 耐荷重:130Kg 折りたたみ寸法:全長 810 (1070) ※1/全高 N/全幅 380 ※2 (mm) ※1 ( ) 内はフット・レッグサポートを取り付けたままのサイズです。 ※2 折りたたみ寸法の全幅については、ワンタッチソフトシート(背・座)を外した時のサイズです。
特長	身体の大きい方や体重の重い方にご使用いただける 「耐荷重 130kg」のビッグサイズ車いす。
月極レンタル	8,500 円
1 割負担額	850 円
2 割負担額	1,700 円
3 割負担額	2,550 円
その他	自走型 耐荷重 130kg 機能充実

株式会社 カイダ アイフルケア

〒850-0024 長崎県長崎市大井手町 32

TEL.095-825-3438 FAX.095-825-3213

アイフルケア

検索

URL <https://www.kaida-aifullcare.co.jp>