


肘掛跳上げ、フット、レッグサポーター着脱が可能で軽量。(自走型)

商品名 : NA-L8W



時走介助兼用

介助ブレーキ付

エアタイヤ

肘跳上式

背折れ式

脚部スイング

アルミ製

## 商品詳細

サイズ	幅 57×奥行 97×高さ 90cm 重量 12Kg 座幅 40 前座高 42cm バンド式介助用ブレーキ標準装備。
特長	重量わずか 12.0kg のスーパー軽量自走式車椅子。 背折れ機能付きでコンパクトに収納可能です。 跳ね上げ式アームサポート・開き式・着脱式フット レッグサポートで移乗に便利。
月極レンタル	6,000 円
1 割負担額	600 円
2 割負担額	1,200 円
3 割負担額	1,800 円
その他	自走型 スーパー軽量

株式会社 カイダ アイフルケア

〒850-0024 長崎県長崎市大井手町 32

TEL.095-825-3438 FAX.095-825-3213

アイフルケア

検索

URL <https://www.kaida-aifullcare.co.jp>