

高い基本性能と肘掛昇降を備え、長時間の
座位も快適。(自走型)

商品名：LIBERO



背折れ
ジョイント



高さ調整式
アームサポート



スイング
アウト



ワンタッチ
ソフトシート



テンション
調整式シート



介助用
ブレーキ



クッション
キャスタ



ハイポリマー
タイヤ



在宅



施設





軽度



中度

アーム内幅410



商品詳細

サイズ	全幅 61 全高 86×全長 99cm 重量 14.8Kg 肘掛高さ 23・25・27・29・31・33cm 座幅 41 後座高 39 奥行 39 背もたれ高 38cm
特長	日本人の体格に適合しやすいモジュラーシステムの車いす。 適切な調節によって、軽い力で移動でき、長時間の座位も快適です。 片手・片足で駆動する方も容易に操作できます。
月極レンタル	8000 円
1 割負担額	800 円
2 割負担額	1,600 円
3 割負担額	2,400 円
その他	自走型 スタイリッシュ 機能充実

株式会社 カイダ アイフルケア

〒850-0024 長崎県長崎市大井手町 32

TEL.095-825-3438 FAX.095-825-3213

アイフルケア

検索

URL <https://www.kaida-aifullcare.co.jp>