

細部に至るまで「こちが良い」を
追求した車いす。(自走型)

商品名：ネッティⅢ



背シート張り調整

身体寸法やお体の状況に合わせて、背シートの張りを調整できます。



ヘッドサポート

前後・左右・上下に動くので、頭部をしっかり支えます。頭部をサポートできると姿勢が安定します。


シート素材

通気性のあるシート素材でムシなく快適な座り心地。

バックサポート位置調整

上下位置の付け替え可能なバックサポートで、体格に合わせて細かくフィットした調整が可能。

●重量/約34kg



商品詳細

サイズ	リクライニング角 2度～30度 重量 33Kg チルト角前方 0度～11度、後方 0度～14度 メインホイール 20・22インチ フロントキャスター 5・6インチ
特長	チルト/リクライニングの最高峰、快適な座り心地を提供します。 長時間の座位でも疲れにくく姿勢の崩れも少ない、サポート性の高いクッションを標準装備。
月極レンタル	25,000 円
1割負担額	2,500 円
2割負担額	5,000 円
3割負担額	7,500 円
その他	自走型 リクライニング

株式会社 カイダ アイフルケア

〒850-0024 長崎県長崎市大井手町 32

TEL.095-825-3438 FAX.095-825-3213

アイフルケア

検索

URL <https://www.kaida-aifullcare.co.jp>