

手動で車いすに乗ったままで、こたつや
座卓に座れます。(自走型)

商品名：トライメイト N



介助ブレーキ無

エアタイヤ


背固定式

脚固定式

脚部スイング

アルミ製

標準シートカラー



サイズ	全長 101 全幅 62 全高 82cm 重量 16Kg 前座高 42 座幅 38 座奥行 40cm 体重が 50~70Kg の方に適しています。
特長	少しの力でシートが底面まで下がる、乗降しやすさを考えた座席昇降タイプの手動
月極レンタル	12,000 円
1 割負担額	1,200 円
2 割負担額	2,400 円
3 割負担額	3,600 円
その他	自走型 脚部スイング