


室内での使用を目的に開発された 新型自走用車いす。

商品名：エコノミ-タイプ 6 輪車 E



サイズ	幅 62×高さ 85×全長 95cm 座幅 40 前輪 6 インチ 中輪 22 インチ
特長	狭い廊下や出入り口でのスムーズな小回りとしぎやすさが自慢の室内専用車椅子です。 回転半径が従来の約 3 分の 2 で、回転軸を体の中心にもって来ることにより、歩行と同じ感覚で走行できます。曲がり角でもスムーズに回ることができます。 ステップのサポートパイプを外側にすることにより、更に足こぎしやすくなりました。 また、背折れ折りたたみでコンパクトに収納できます。
月極レンタル	8,000 円
1 割負担額	800 円
2 割負担額	1,600 円
3 割負担額	2,400 円
その他	自走型 室内専用

株式会社 カイダ アイフルケア

〒850-0024 長崎県長崎市大井手町 32

TEL.095-825-3438 FAX.095-825-3213

アイフルケア

検索

URL <https://www.kaida-aifullcare.co.jp>