

シンプルで使いやすい (介助型)


商品名 : MPC-46JD



背折れ
ジョイント



介助用
ブレーキ



サイズ	全幅 60×全長 96.5×全高 88.5cm 座幅 40 前座高 46.5cm 重量 12.2kg
特長	ドラム式介助ブレーキ標準装備。 ハイパー鍛造アルミ背折れジョイント。
月極レンタル	3,600 円
1割負担額	360 円
2割負担額	720 円
3割負担額	1,080 円
その他	介助型 シンプル

株式会社 カイダ アイフルケア

〒850-0024 長崎県長崎市大井手町 32

TEL.095-825-3438 FAX.095-825-3213

アイフルケア

検索

URL <https://www.kaida-aifullcare.co.jp>