

# スタンダード車いす「エムワン」の介助用 ブレーキ標準仕様。(介助型)

商品名：MPCN-46JD



在宅



施設



軽度






背折れ  
ジョイント



ロックン  
ブレーキ



介助用  
ブレーキ



サイズ	全長 96.5 全高 88.5 全幅 56.5・58.5cm 座幅 40・42cm 前座高 46.5cm 重量 11.4Kg
特長	ノーパンクタイヤ
月極レンタル	3,000 円
1 割負担額	300 円
2 割負担額	600 円
3 割負担額	900 円
その他	介助型 シンプル

株式会社 カイダ アイフルケア

〒850-0024 長崎県長崎市大井手町 32

TEL.095-825-3438 FAX.095-825-3213

アイフルケア

検索

URL <https://www.kaida-aifullcare.co.jp>