



ウイング・スイングアウト付きのフル装備モデル。
(介助型)

商品名 : MYU4-16



- 
背折れ
ジョイント
- 
高さ調整式
アームサポート
- 
スリム
- 
ウイング
- 
スイング
アウト
- 
ワンタッチ
ソフトシート
- 
テンション
調整式シート
- 
座面高
モジュール
- 
介助用
ブレーキ
- 
クッション
キャスタ



商品詳細

サイズ	全幅 56・58・60×全長 101×全高 83・85・88cm 前座高 41・43.5・46 後座高 38.5・41・43.5cm 重量 14.6kg ひじ掛け高さ 22・24.5・27・29.5cm
特長	座面高調整も可能な車いすです。
月極レンタル	6,000 円
1 割負担額	600 円
2 割負担額	1,200 円
3 割負担額	1,800 円
その他	介助型 モジュール座面高 機能充実

株式会社 カイダ アイフルケア

〒850-0024 長崎県長崎市大井手町 32

TEL.095-825-3438 FAX.095-825-3213

アイフルケア

検索

URL <https://www.kaida-aifullcare.co.jp>