

背はそのままに座面ごと動きます。  
(介助型)

商品名 : MWCSW-43Ti



ウイング



背折れ  
ジョイント




ティルト



テンション  
調整式シート



スイング  
アウト



サイズ	全幅 60×全長 97×全高 125cm 座幅 40 前座高 43.5 cm 重量 16.3Kg 折りたたみ寸法/幅 34×高さ 67×長さ 96cm
特長	背もたれの角度はそのままに、座面ごとティルトするのでおしりや太ももにかかる体重を背中や腰へ分散させることができます。前方へのずり落ち防止にも効果を発揮します。
月極レンタル	9,000 円
1割負担額	900 円
2割負担額	1,800 円
3割負担額	2,700 円
その他	介助型 ティルト

株式会社 カイダ アイフルケア

〒850-0024 長崎県長崎市大井手町 32

TEL.095-825-3438 FAX.095-825-3213

アイフルケア

検索

URL <https://www.kaida-aifullcare.co.jp>