



フルリクライニングが可能で、簡易
ストレッチャーとして使えます。(介助型)

商品名 : NA-118B デスク



サイズ	全長 113×全高 116×全幅 59cm 重量 18.4Kg シート幅 : 38・40cm シート奥行 : 40cm 前座高 : 46 後座高 : 44cm
特長	肘掛け着脱により移乗にも適しています。 レッグサポート位置の調整も可能です。 アームサポートは標準タイプと、机に接近しやすいデスクタイプの 2種類から選べます。 介助ブレーキ標準装備。
月極レンタル	8,000 円
1割負担額	800 円
2割負担額	1,600 円
3割負担額	2,400 円
その他	介助型 リクライニング エレベータータイプ

株式会社 カイダ アイフルケア

〒850-0024 長崎県長崎市大井手町 32

TEL.095-825-3438 FAX.095-825-3213

アイフルケア

検索

URL <https://www.kaida-aifullcare.co.jp>