

# ティルディング&リクライニング。 (介助型)

商品名 : KX16-42EL




ティルト機能  
シート調整角度 0~20°



リクライニング機能  
バックサポート調整角度 0~30°



エレベーターリング  
&  
スイングアウト式



## 商品詳細

サイズ	全幅 62・全高 130・全長 107(152)cm 重量 24.5kg・前座高 43.5cm・背折れ 可
特長	乗り心地抜群の衝撃吸収システム採用。 ティルト&リクライニング機能により、座位保持がしやすくなります。 脚部エレベーター&スイングイン・アウト式
月極レンタル	8,500 円
1 割負担額	850 円
2 割負担額	1,700 円
3 割負担額	2,550 円
その他	介助型 モジュールタイプ 介助ブレーキ 転倒防止金具

株式会社 カイダ アイフルケア

〒850-0024 長崎県長崎市大井手町 32

TEL.095-825-3438 FAX.095-825-3213

アイフルケア

検索

URL <https://www.kaida-aifullcare.co.jp>