


円背の方にも有効で、乗り心地にこだわった
ティルト式車いす。(介助型)

商品名：座王



最大前傾ティルト角度-4°



最大後傾ティルト角度30°

商品詳細

サイズ	全長 109×全高 102~127×全幅 56cm 重量 20Kg 折りたたみ時：全長 103×全高 66×全幅 33cm シート幅：40・42 前座高：40cm
特長	背中形状に合わせた3D形状調整が簡単にできるバックサポートで座り心地快適。通気性の良いメッシュシートで身体にやさしく、ずれのないように支えます。 ティルト機構搭載で長時間の乗車でも負担を和らげ疲れません。
月極レンタル	9,000 円
1割負担額	900 円
2割負担額	1,800 円
3割負担額	2,700 円
その他	介助型 脚部スウィングアウト 転倒防止装置付

株式会社 カイダ アイフルケア

〒850-0024 長崎県長崎市大井手町 32

TEL.095-825-3438 FAX.095-825-3213

アイフルケア

検索

URL <https://www.kaida-aifullcare.co.jp>