


よりシンプルに研ぎ澄まされたスタイル。

(自走型)

商品名 : MPN-43JD HG



背折れ
ジョイント



サイズ	全長 98×全幅×64×全高 86.5cm、重量 13.6Kg 座幅 40 前座高 43.5 後座高 41 折りたたみ寸法: 全長 965/全高 670/全幅 335 ※1 (mm) 重量: 13.6kg 耐荷重: 100kg
備考	※1 折りたたみ寸法の全幅については、ワンタッチソフトシート(背・座)を外した時のサイズです。
月極レンタル	4,000 円
1割負担額	400 円
2割負担額	800 円
3割負担額	1,200 円
その他	自走型 シンプル

株式会社 カイダ アイフルケア

〒850-0024 長崎県長崎市大井手町 32

TEL.095-825-3438 FAX.095-825-3213

URL <https://www.kaida-aifullcare.co.jp>

アイフルケア

検索