

# ベッド上に設置したセンサーで、離床の動きを別の部屋の介助者に知らせます

商品名：家族コール 2B



サイズ	受信機サイズ：8.5×17×3.5cm 送信機サイズ：11.2×6.7×2.8cm マットサイズ：80×30×0.4cm
重量	受信機 230g 送信機 150g ベッドセンサー 600g
月極レンタル	7,800 円
1割負担額	780 円
2割負担額	1,560 円
3割負担額	2,340 円

株式会社 カイダ アイフルケア

〒850-0024 長崎県長崎市大井手町 32

TEL.095-825-3438 FAX.095-825-3213

アイフルケア

検索

URL <https://www.kaida-aifullcare.co.jp>