

1台で吸引と吸入ができる両用器 それぞれの
ポンプが別々になっているので衛生的です。

商品名：吸引・吸入両用機 セパ 1400



特長	幅 37.5×長さ 15×高さ 29.6cm 重さ 5.4Kg 排気流量：18L/分（ポンプ単体 20L/分） 分霧量：最大 0.25ml ネブライザーキット 2,700円 吸引チューブ 1,296円 カテーテル 1本当り 110円（20本で 2,200円）※販売品となります。
----	--

使用料

1ヶ月	8,486円	6ヶ月	22,089円
2ヶ月	10,587円	9ヶ月	29,109円
3ヶ月	15,069円	12ヶ月	32,565円

株式会社 カイダ アイフルケア

〒850-0024 長崎県長崎市大井手町 32

TEL.095-825-3438 FAX.095-825-3213

アイフルケア

検索

URL <https://www.kaida-aifullcare.co.jp>