

可搬型階段昇降機（J-MAX）をご利用される事で御家族の方おひとりの介助で、好きな時に外出出来ます。

商品名：J-MAX



<p>サイズ 特長</p>	<p>全長 51.5× 全幅 44×全高 109.5cm（セーフティーム長さを含む全長 103cm） 重量 34kg（バッテリー含む）耐荷重 約 120kg 昇降速度 8～23 段/分段差の高さ：最大 21cm L型の昇降フットを採用し、安定した昇降を実現。 操作する際の適切な角度を介助者に振動で知らせてくれます。 【J-MAX 専用 車椅子】 アームレスト着脱・背張り調整機能・背折れ機能・フットレスト着脱</p>
---------------	---

J-MAX		J-MAX 専用 車椅子	
月極レンタル	50,000 円	月極レンタル	7,000 円
1 割負担額	5,000 円	1 割負担額	700 円
2 割負担額	10,000 円	2 割負担額	1,400 円
3 割負担額	15,000 円	3 割負担額	2,100 円

株式会社 カイダ アイフルケア

〒850-0024 長崎県長崎市大井手町 32

TEL.095-825-3438 FAX.095-825-3213

アイフルケア

検索

URL <https://www.kaida-aifullcare.co.jp>