

車いすに乗ったまま乗り降りができ
外出が容易になります。

商品名：電動モーター方式 段差解消機



リモコン標準装備

キースイッチ標準装備

非常用下降装置標準装備

屋外使用・防雨使用

L-650 型

上昇高さ 650mm (600st) 収縮時高さ 61mm

上昇速度 21mm/s60 サイクル 下降速度 21mm/s60 サイクル

天板寸法 長さ 1050mm×巾 980mm

本体重量 85Kg 電源 AC-100V 50/60Hz/1.9A

L-900 型

上昇高さ 910mm (850st) 収縮時高さ 61mm

上昇速度 21mm/s60 サイクル 下降速度 21mm/s60 サイクル

天板寸法 長さ 1050mm×巾 1250mm

本体重量 - 電源 AC-100V 50/60Hz/1.9A

L-650 型

月極レンタル	28,000 円
1 割負担額	2,800 円
2 割負担額	5,600 円
3 割負担額	8,400 円

L-900 型

月極レンタル	33,000 円
1 割負担額	3,300 円
2 割負担額	6,600 円
3 割負担額	9,900 円

株式会社 カイダ アイフルケア

〒850-0024 長崎県長崎市大井手町 32

TEL.095-825-3438 FAX.095-825-3213

アイフルケア

検索

URL <https://www.kaida-aifullcare.co.jp>