


車いすに乗ったまま乗り降りができ
外出が容易になります。

商品名：車いす用電動昇降機 UD-310



特長

分解・組立てが短時間で容易に行えるので、お一人で納品・組立てができます。
それぞれのユニットは車への積み込みが可能なよう 25Kg 以下にまとめました。
分解状態で軽ワンボックスにも積み込み可能です。
平らな場所があれば設置のための基礎工事など必要はありません。
操作性や安全性についても、いろいろな機能を標準装備し、コストパフォーマンスに優れた昇降機です。

サイズ

全長（スロープを下げた状態）1422mm テーブル内寸 1065×750mm

全幅 990mm 重量 85Kg

全高 1308～1938mm 耐荷重 150Kg

昇降範囲 60～650mm 電源 AC100V 50/60Hz

スロープ角度 10° 消費電力 130W

月極レンタル	23,000 円
1 割負担額	2,300 円
2 割負担額	4,600 円
3 割負担額	6,900 円

株式会社 カイダ アイフルケア

〒850-0024 長崎県長崎市大井手町 32

TEL.095-825-3438 FAX.095-825-3213

アイフルケア

検索

URL <https://www.kaida-aifullcare.co.jp>