

スロープが置けない狭いスペースにも設置 できるコンパクトサイズ

商品名：リーチ



サイズ 特長	幅 100・107・104×長さ 110cm 耐荷重/150kg テーブル部：幅 76・83・90×長さ 110×高さ 8~40cm（無段階） 重さ/62kg 材質/スチール スロープ角度/25° 車いす約 1 台分のスペースがあれば設置できるので、スロープが置けない玄関でも車いすを持ち上げずに段差が解消できます。 軽い力でペダルを踏むだけで車いすに乗った利用者様を必要な高さまで上げることができます。 下げるときはロック解除レバーを引くだけの簡単操作です。
月極レンタル	10,000 円
1 割負担額	1,000 円
2 割負担額	2,000 円
3 割負担額	3,000 円

株式会社 カイダ アイフルケア

〒850-0024 長崎県長崎市大井手町 32

TEL.095-825-3438 FAX.095-825-3213

アイフルケア

検索

URL <https://www.kaida-aifullcare.co.jp>