



# 身体のズレをおさえ、ストレスの少ない背上げ動作

商品名：ミオレット 2 モーター



●宮付タイプ



## 特徴

背上げ時のズレを抑えるフィッティング機構・背上げ時のズレを抑える1ボタン操作ライジングモーション機構  
 背圧・腹圧を軽減するバックオフ機構・背を下げる時はモーターの力で直接引かない安心のフリーホイール構造  
 黒カビ予防にも効果のある通気性の良いワイヤーメッシュ方式・電源プラグは自然発火対策製

ミオレット 2 モーター		ミオレット 2 モーター (宮付き)	
【対応マットレス】 全長 190-195 (ショートタイプ: 180-183) x 幅 88~91 x 厚さ 18cm まで		【対応マットレス】 全長 190-195 (ショートタイプ: 180-183) x 幅 88~91 x 厚さ 18cm まで	
月極レンタル	6,000 円	月極レンタル	7,000 円
1 割負担額	600 円	1 割負担額	700 円
2 割負担額	1,200 円	2 割負担額	1,400 円
3 割負担額	1,800 円	3 割負担額	2,400 円

株式会社 カイダ アイフルケア

〒850-0024 長崎県長崎市大井手町 32

TEL.095-825-3438 FAX.095-825-3213

アイフルケア

検索

URL <https://www.kaida-aifullcare.co.jp>