

新機構で、身体のズレを軽減するマットレス

商品名：ストレッチフィットマットレス(通気タイプ)



厚み 9cm

抗菌・防カビ加工

難燃加工

グリーン購入法適合

サイズ	幅 91 ・ 長 191 ・ 厚 9cm ・ 質量 6.5kg
特長	<p>マットレスが伸びる独自のストレッチシステム採用。 ウレタンフォーム層を加え優れた体圧分散性を発揮します。</p> <ul style="list-style-type: none">●プロファイル加工を施したウレタンフォーム層●背あげに伴う身体のずれ軽減するストレッチシステム●自然な寝姿勢を保持する独自のクロスライン構造●端座位が安定しやすいかためのサイドエッジ●マットレスを丸ごと洗浄可能な、通気・通水カバー●MRSA を含む細菌類や真菌類、酵母類の繁殖を抑制
月極レンタル	2,500 円
1 割負担額	250 円
2 割負担額	500 円
3 割負担額	750 円

株式会社 カイダ アイフルケア

〒850-0024 長崎県長崎市大井手町 32

TEL.095-825-3438 FAX.095-825-3213

アイフルケア

検索

URL <https://www.kaida-aifullcare.co.jp>