


起き上がりや立ち上がり等基本動作に 人的支援が必要な方に最適

商品名：ソフトウェーブマットレス K-160L (柔らかめのマットレス)



サイズ	幅 90×全長 191×厚さ 8.5cm マットレス幅 91cm
特長	ウレタンフォーム（中密度使用） 表面に凹凸プロファイル加工 全面に 126 ヶ通気孔を採用 側地ポリエステルポンチ 抗菌・防臭加工
月極レンタル	2,000 円
1 割負担額	200 円
2 割負担額	400 円
3 割負担額	600 円

株式会社 カイダ アイフルケア

〒850-0024 長崎県長崎市大井手町 32

TEL.095-825-3438 FAX.095-825-3213

アイフルケア

検索

URL <https://www.kaida-aifullcare.co.jp>