


新しいコンセプトを持った在宅介護ベッド セーフティラウンドボード（木目調）

商品名: 楽匠Z3 モーション セーフティラウンドボード(木目調)



自立促進



・視界の広さ ・身体の動かしやすさ ・離床のしやすさ

介護負担軽減



・介助のしやすさ ・介助の受けやすさ

サイズ	全長 212.3 ・ 全幅 99.9 ・ 全高 61.7~105.2cm ・ 質量 85.5kg
特長	ベッドの傾斜を組み合わせたまったく新しい背あげ機構 ラクリアモーションを搭載した電動介護用ベッドです。
月極レンタル	12,440 円
1 割負担額	1,244 円
2 割負担額	2,488 円
3 割負担額	3,732 円
その他	ラクリアモーション 垂直昇降方式 表示パネル付き手元スイッチ

株式会社 カイダ アイフルケア

〒850-0024 長崎県長崎市大井手町 32

アイフルケア

検索

TEL.095-825-3438 FAX.095-825-3213

URL <https://www.kaida-aifullcare.co.jp>