

介護する人も、介護を受ける人にも優しい 介護ベッドです。

商品名：和夢 純 2 モーター




オプション受けの可動域。



車イスのアプローチを妨げません。

全長：ショート 200cm
レギュラー 210cm
ロング 224cm
全幅：オプション受け収納時 89cm



中央にサイドレールの取り付けが可能。



フリーホイール機構により万が一、
挟み込みを起こしても安全です。



注：ボトムやマットレスの重みはかかります。

サイズ	全幅：104cm（オプション受け使用時）93cm（オプション受け収納時） 長さ：ショート 200cm/レギュラー210cm/ロング 224cm
特長	身体の前ずれを最小限に抑えるケアモーション 身体にやさしくフィット、スイングバック機能 フリーホイール機能
月極レンタル	9,000 円
1 割負担額	900 円
2 割負担額	1,800 円
3 割負担額	2,700 円
その他	背上げ 脚上げ 上下昇降

株式会社 カイダ アイフルケア

〒850-0024 長崎県長崎市大井手町 32

TEL.095-825-3438 FAX.095-825-3213

アイフルケア

検索

URL <https://www.kaida-aifullcare.co.jp>