

商品名：ベットサイドテーブル KF-282



サイズ	幅 80.8 ・ 奥行 45 ・ 高さ 63～95.5cm
特長	誤操作による天板の急落を予防する設計 ノブボルトを緩めて高さをあげる調節が可能 天板の周囲には軟質樹脂エッジを採用
月極レンタル	2,000 円
1 割負担額	200 円
2 割負担額	400 円
3 割負担額	600 円

株式会社 カイダ アイフルケア

〒850-0024 長崎県長崎市大井手町 32

TEL.095-825-3438 FAX.095-825-3213

アイフルケア

検索

URL <https://www.kaida-aifullcare.co.jp>