

ベットからストレッチャーへの移乗も可能

商品名：フレックスボード



サイズ	幅 50×長さ 110×厚み 0.5cm～8 cm 重さ 1.6Kg 耐荷重：160Kg 本体：ポリエステル、ポリエチレンフォーム、ポリエチレン カバー：ポリエステル
特長	寝た状態のまま、ベッド⇄ストレッチャー、ベッド、 リクライニング・チルト車いすへの移乗ができます。 6つのセクションから成り立つ特殊形状で、フレキシブルにフィット するため移乗をスムーズに行えます。
月極レンタル	3,500 円
1割負担額	350 円
2割負担額	700 円
3割負担額	1,050 円

株式会社 カイダ アイフルケア

〒850-0024 長崎県長崎市大井手町 32

TEL.095-825-3438 FAX.095-825-3213

アイフルケア

検索

URL <https://www.kaida-aifullcare.co.jp>