

ベッドが変わると 人生の景色も変わる

商品名：楽匠プラスシリーズ



楽匠Fit

介護用ベッド 楽匠フィットシリーズ

視界が広がるパノラマタイプ



フットボードをなくしたパノラマタイプが登場。ベッドからの視界が広がり、ご家族との会話、フットケアもしやすくなります。

骨盤を起こして体を起こしやすい



臀部にフィットする凹み形状を追加。臀部への「圧」と足側への「ずれ落ち」を軽減します。身体を動かしやすい背上げ姿勢に移行でき、床ずれリスクの軽減が期待されます。

液晶タッチパネル式手元スイッチ



操作する人に合わせて、より簡単に操作ができるシンプル操作画面にも切り替えが可能です。天面ボタンと2つの画面ボタンに、呼び出しメッセージとメロディを割り当てることができます。

緊急時にも対応可能



※乾電池は付属しておりません。お客様にてご用意をお願いいたします。

乾電池(角型9Vアルカリ×2)を使用することで背・膝の下げ動作のみ操作可能です。連動上げ下げ、背上げ、膝上げ、高さ動作は操作不可になります。

特長

身体のずれを軽減するボトムや背あげモーションでより起きあがりたくなる毎日に。使いやすさで選べる手元スイッチやスマートフォンへの呼び出し機能は、ご本人様と介護する方に安心感をお届けします。更に、あなたらしさを選べるラインアップでお部屋を豊かに。あなたのこれからを変える、パラマウントベッドの介護ベッドです。

手元スイッチ (液晶タッチパネル付き)		手元スイッチ (表示パネル付き)	
月極レンタル	14,000 円	月極レンタル	13,000 円
1 割負担額	1,400 円	1 割負担額	1,300 円
2 割負担額	2,800 円	2 割負担額	2,600 円
3 割負担額	4,200 円	3 割負担額	3,900 円

株式会社 カイダ アイフルケア

〒850-0024 長崎県長崎市大井手町 32

TEL.095-825-3438 FAX.095-825-3213

アイフルケア

検索

URL <https://www.kaida-aifullcare.co.jp>