


1 モーターで介護予防・生活支援！

転ばぬ先の「ケプロア」誕生

商品名：マルチモジュールベット 1 モーター コア 810/810R



手動で高さ
調整可能



背上げ
膝上げ運動



背上げのみ
(膝連動解除)

マットレス
幅 91 cm

1 モーター搭載/背上げ 0~75° (膝上げ連動 0~20° 解除可)

背床が後退しながら背を起すナチュラルラインボトム

サイドレール装着ホルダー4ヶ所・樹脂製ボード (ベージュ)・手動切替 3 段階 (床高 230/280/350mm)

ショート 全長 185cm		レギュラー 全長 195cm	
月極レンタル	7,000 円	月極レンタル	7,000 円
1 割負担額	700 円	1 割負担額	700 円
2 割負担額	1,400 円	2 割負担額	1,400 円
3 割負担額	2,100 円	3 割負担額	2,100 円

株式会社 カイダ アイフルケア

〒850-0024 長崎県長崎市大井手町 32

TEL.095-825-3438 FAX.095-825-3213

アイフルケア

検索

URL <https://www.kaida-aifullcare.co.jp>