

優れた体圧分散性能と、寝返りのしやすさを 両立させたマットレス

商品名：ファセットケアマットレス



■対象者の目安

- ▶ 床ずれ発生リスクが**軽度～中等度**の方
- ▶ マットレス上で**寝返りがしにくい方**
- ▶ **体位変換などの動作介助**が必要な方
- ▶ **ポジショニング**が必要な方
- ▶ **感触の良い寝具**をお探しの方

ファセットケアマットレスの構造と特長

★3層ハイブリッド構造

1層目 体圧分散層

低硬度 × 高通気素材（柔らかく透気性の高いウレタン）

身体に接する部分に、柔らかく心地よいウレタンを使用。厚みは、身体の凹凸を包み込み体重を分散するのに最低限必要な30mmに設定。

2層目 寝返りサポート層


高反発 × 高通気素材（適度な反発力があり、透気性の高いウレタン）

身体を適度な反発力で支えながら、突出した部分を沈み込ませます。

3層目 支持層

高反発 × 高通気素材（適度な反発力があり、透気性の高いウレタン）

2層目と同じ素材。スリットがないため、身体をしっかり支えます。



サイズ	幅 91×長 191×厚 12 cm
特長	独自の六角形スリット・優れた体圧分散性能・寝返りに必要な力が減少
月極レンタル	6,200 円
1 割負担額	620 円
2 割負担額	1,240 円
3 割負担額	1,860 円

株式会社 カイダ アイフルケア

〒850-0024 長崎県長崎市大井手町 32

TEL.095-825-3438 FAX.095-825-3213

アイフルケア

検索

URL <https://www.kaida-aifullcare.co.jp>