


# 静止型耐圧分散マットレスの最高峰

商品名：エバープラウドマットレス



厚み 13cm

MRSA抗菌加工

消臭加工

難燃加工

サイズ	全幅 91・全長 191・厚み 13cm・質量 11kg
特長	優れた体圧分散性を実現するウレタンフォーム5層構造 背あげ時にかかるずれ力を軽減するグライドシート付き 耐薬品性・防水性に加え、蒸れを軽減する吸放湿性カバー ボトムの動きにフィットする独自のカーブフィットライン 端座位が安定しやすいかためのサイドエッジ 両面いずれにもシーツを固定しやすいシーツストッパー
月極レンタル	5,800 円
1割負担額	580 円
2割負担額	1,160 円
3割負担額	1,740 円

株式会社 カイダ アイフルケア

〒850-0024 長崎県長崎市大井手町 32

TEL.095-825-3438 FAX.095-825-3213

アイフルケア

検索

URL <https://www.kaida-aifullcare.co.jp>