

新機構で、身体のズレを軽減する

商品名：ストレッチグライドマットレス(通気タイプ)



厚み 13cm

MRSA抗菌加工

消臭加工

難燃加工

サイズ	幅 91 ・ 長 180 ・ 厚 12.5cm ・ 質量 8kg
特長	独自のCuttingを加えた2層のウレタンフォーム 背あげに伴う身体のずれ軽減するストレッチシステム 自然な寝姿勢を保持する独自のクロスライン構造 端座位が安定しやすいかためのサイドエッジ マットレスを丸ごと洗浄可能な、通気・通水カバー MRSAを含む細菌類や真菌類、酵母類の繁殖を抑制
月極レンタル	4,500 円
1割負担額	450 円
2割負担額	900 円
3割負担額	1,350 円

株式会社 カイダ アイフルケア

〒850-0024 長崎県長崎市大井手町 32

TEL.095-825-3438 FAX.095-825-3213

アイフルケア

検索

URL <https://www.kaida-aifullcare.co.jp>