

部屋から屋外へ、軽くて強いアルミ合金製スロープ

商品名：ハンディースロープ



ずれ止めフックで、がっちり固定、ランプパネルで凹凸も解消。
内寸180mmのスロープ面、高さ40mmのガードレール付。 材質・アルミ合金製

長さ 120 cm

1本の重さ 3.9Kg 1組の許容最大荷重 300kg

月極レンタル	4,500 円
1割負担額	450 円
2割負担額	900 円
3割負担額	1,350 円

長さ 140 cm

1本の重さ 4.3Kg 1組の許容最大荷重 250kg

月極レンタル	5,000 円
1 割負担額	500 円
2 割負担額	1,000 円
3 割負担額	1,500 円

長さ 185 cm

1本の重さ 5.4Kg 1組の許容最大荷重 190kg

月極レンタル	6,000 円
1 割負担額	600 円
2 割負担額	1,200 円
3 割負担額	1,800 円

長さ 240 cm

1本の重さ 6.8Kg 1組の許容最大荷重 160kg

月極レンタル	10,000 円
1 割負担額	1,000 円
2 割負担額	2,000 円
3 割負担額	3,000 円

株式会社 カイダ アイフルケア

〒850-0024 長崎県長崎市大井手町 32

TEL.095-825-3438 FAX.095-825-3213

アイフルケア

検索

URL <https://www.kaida-aifullcare.co.jp>