

# 小さく回れて小さくしまえる歩行車 リトルターン

商品名：安寿 リトルターン



サイズ	幅 48×奥行 65×高さ 74～86cm 折りたたみ時：幅 26×高さ 65cm 座面：幅 34×奥行 22cm、座面高：47cm 重さ／6.5kg
特長	狭い空間でも扱いやすい小回りの良い本体設計 本体幅 48cm 業界最小クラス+ホイールベース 40cm→最少回転幅 約 80cm 本体幅、ホイールベース（前輪と後輪の間の長さ）が小さいので小回りがききます。
月極レンタル	3,000 円
1 割負担額	300 円
2 割負担額	600 円
3 割負担額	900 円

株式会社 カイダ アイフルケア

〒850-0024 長崎県長崎市大井手町 32

TEL.095-825-3438 FAX.095-825-3213

アイフルケア

検索

URL <https://www.kaida-aifullcare.co.jp>