

ワンハンドブレーキ！力の弱い方でも扱い
やすい軽量コンパクト。使いやすさを追及した
介助者に優しい設（自走型）

商品名：カルティマ CRT-5



ニュー
ライト



背折れ
ジョイント



スリム






クッション
キャスタ



ハイポリマー
タイヤ



サーボ
ブレーキ



在宅



軽度

商品詳細

| | |
|--------|---|
| サイズ | 全幅 55・全高 88・全長 98cm 折りたたみ寸法 全長 930／全高 705／全幅 320 (mm) 重量 9.9kg・前座高 435 mm・耐荷重 100kg |
| 特長 | 「軽くてコンパクト」にプラスαの新機能「ワンハンドブレーキ」。 軽量ハイポリマータイヤも標準装備でさらなる使いやすさを追求、 ワンランク上の車いすです。 |
| 月極レンタル | 5,000 円 |
| 1割負担額 | 500 円 |
| 2割負担額 | 1,000 円 |
| 3割負担額 | 1,500 円 |
| その他 | 自走型 ワンハンドブレーキ ハイポリマータイヤ |

株式会社 カイダ アイフルケア

〒850-0024 長崎県長崎市大井手町 32

TEL.095-825-3438 FAX.095-825-3213

アイフルケア

検索

URL <https://www.kaida-aifullcare.co.jp>