

世界最狭！ スレンダー自走型車イス
室内の狭い場所をスイスイ移動。
さらに使いやすく進化

商品名：SKT-2000（カラー：ブラウンのみ）



前ズレ防止パット付
クッション



ロックンブレーキ



反射板付き樹脂
ホイール



クッションごと
折りたためる



商品詳細

サイズ	折りたたみ寸法：全長 660 (880) /全高 N/全幅 270※2 (mm) 耐荷重：100kg 重量：16.3kg 前座高：410－435－460mm※ クッション込 470・495・520mm
特長	室内の狭い場所をスイスイ移動。 さらに使いやすく進化をとげた「スキット」。 自走型は現行型 (SKT-3/4) より全幅が 20 mmスリムに。 機能充実のモジュール車いす。 お尻の前滑りを防ぎ、足こぎ走行に適したパッド付クッション仕様。
月極レンタル	6,500 円
1 割負担額	650 円
2 割負担額	1,300 円
3 割負担額	1,950 円
その他	介助型 フィットグリップハンドリム フィットネスグリップ 取外しできる背ポケット

株式会社 カイダ アイフルケア

〒850-0024 長崎県長崎市大井手町 32
TEL.095-825-3438 FAX.095-825-3213

アイフルケア

検索

URL <https://www.kaida-aifullcare.co.jp>