


ブレーキのかけ忘れを防いで転倒予防！

商品名：MBY-41B



ノンバックブレーキ



立ち上り時に
自動ブレーキ「が」作動！

座面に荷重がかかる事により、ユニットが作動し、
自動的にブレーキが解除！

立ち上がりにより、座面の荷重が
無くなり、ブレーキ作動！

商品詳細

サイズ	全長 971 / 全高 840 / 全幅 640 折りたたみ寸法: 全長 950 / 全高 690 / 全幅 380※2 (mm) 重量: 16.6kg 前座高: 375mm※ (低座面) ※クッション込 415mm 耐荷重: 100kg
特長	立ちあがると自動でノンバックブレーキシステムが作動、転倒を未然に防ぐ車いす。 ヒヤリハットで多い“ブレーキのかけ忘れ”をサポート。
月極レンタル	6,000 円
1割負担額	600 円
2割負担額	1,200 円
3割負担額	1,800 円
その他	自走型 ノンバックブレーキ 低座面

株式会社 カイダ アイフルケア

〒850-0024 長崎県長崎市大井手町 32
TEL.095-825-3438 FAX.095-825-3213

アイフルケア

検索

URL <https://www.kaida-aifullcare.co.jp>